

Bio Slimline

- **Typ:** Tunn och flexibel sula
- **Egenskaper:**

Låg profil, bekväm i smala skor, stödjer fotens naturliga rörelse

- **Användning:**

Passar personer som behöver diskret stöd utan extra volym i skon.

- **Typiska fotproblem:**

Mild pronation, lätta tryckproblem, trötthet vid långvarig belastning i stående eller gående position

Komponenter som ingår:

- 2 x hälkuddar för extra stötdämpning
- 2 x 4° bakfotskilar för ökad stabilitet
- 2 x 5 mm hälförhöjningar för benlängdsskillnad och förbättrad hållning
- 2 x calcaneal plugs för bättre tryckfördelning
- 2 x plugs för 1:a metatarsalen för avlastning av framfoten

Better Feet®



Bio Advance 3/4 sula

- **Typ:** ¾ sula som går upp till mitten av foten
- **Egenskaper:** Avlastar specifika tryck- och belastningspunkter utan att fylla hela skon
- **Användning:** Bra för skor med begränsat utrymme, eller när det endast behövs avlastning under framfot och hålfot
- **Typiska fotproblem:** Metatarsalgi (framfotsmärtor), hälsporre, problem i hålfoten

Komponenter som ingår:

- 2 x hälkuddar – ökar stötdämpning och komfort
- 2 x plugs för 1:a metatarsalknölen och strålen – riktat stöd för framfoten för förbättrad funktion
- 2 x 4° bakfotskilar – minskar pronation och förbättrar stabilitet
- 2 x 5 mm hälförhöjningar – korregerar benlängdsskillnader och förbättrar kroppshållning och balans
- 2 x Calcaneal Dell-pluggar – stöder hälområdet och fördelar krafter för optimal avlastning



Bio Advance

- **Typ:** Avancerad ortopedisk sula
- **Egenskaper:** Stöd för fotvalvet, stötdämpande och avlastar tryckpunkter
- **Användning:** Lämplig för personer med måttliga fotproblem, t.ex. överpronation eller problem i hålfoten
- **Typiska fotproblem:** Plattfot, hälsporre, ömma hålfötter, lätta knä- och ryggbesvär relaterade till fotställning

Komponenter som ingår:

- 2 x hälkuddar – ökar stötdämpning och komfort
- 2 x plugs till 1:a metatarsalknölen – riktat stöd för framfoten för bättre fotfunktion
- 2 x 4° framfotskilar – hjälper till med korrekt fotställning och tryckfördelning
- 2 x 4° bakfotskilar – minskar pronation och ger stabilitet
- 2 x 5 mm hälförhöjningar – korrigerar benlängdsskillnader och förbättrar kroppshållning och balans
- 2 x Calcaneal Dell-pluggar – stöder hälområdet och fördelar trycket för optimal avlastning




Bio Mex

- **Typ:** Komfort- och stötdämpande sula
- **Egenskaper:** Mjuk, stötdämpande och flexibel
- **Användning:** Lämplig för personer med känsliga fötter, diabetiker eller dem som går eller står mycket
- **Typiska fotproblem:** Hälsporre, nedsjunken framfot, ömma fötter, diabetesrelaterade fotproblem

Komponenter som ingår:

- 2 × 2° bakfotskilar – kan placeras medialt eller lateralt för att minska pronation eller supination
- 2 × 4° bakfotskilar – kan placeras medialt eller lateralt för att minska pronation eller supination
- 2 × 6° bakfotskilar – kan placeras medialt eller lateralt för att minska pronation eller supination
- 2 × hälkuddar – extra stötdämpning för ökad komfort
- 2 × 5 mm hälförhöjningar – hjälper till att korrigera benlängdsskillnader och förbättra kroppshållning och balans
- 2 × självhäftande fullängds EVA-toppskikt med antimikrobiell mikrofiber – högkvalitativt skum för maximal komfort



Bio Soft

- **Typ:** Mjuk avlastningssula
- **Egenskaper:** Bekväm, stötdämpande och minskar tryck på häl och framfot
- **Användning:** För personer med känsliga eller ömma fötter, t.ex. efter operation eller vid artros
- **Typiska fotproblem:** Hälsporre, metatarsalgi, ömhet efter långvarigt stående



Bio Soft Plus

- **Typ:** Extra mjuk, lyxkomfort
- **Egenskaper:** Mer stötdämpande än Bio Soft, utmärkt för längre promenader eller arbete på hårda golv
- **Användning:** Personer med behov av maximal komfort och avlastning
- **Typiska fotproblem:** Mycket ömma fötter, diabetes, hälsporre, artrit



Bio-Active

- **Typ:** Aktiv avlastnings- och stabiliseringssula
- **Egenskaper:** Kombinerar stöd, stötdämpning och korrigering av fotställning
- **Användning:** För aktiva personer, idrottare eller personer med biomekaniska problem
- **Typiska fotproblem:** Överpronation, plattfot, hälsporre, knä- och ryggproblem relaterade till fotställning

Komponenter som ingår:

- 2 × 2° hälkilar – hjälper till att minska pronation
- 2 × 4° hälkilar – hjälper till att minska pronation
- 2 × 6° hälkilar – hjälper till att minska pronation
- 2 × hälkuddar – ger extra stötdämpning för ökad komfort
- 2 × 5 mm hälförhöjningar – hjälper till att korrigera skillnader i benlängd
- 2 × 0° hälstabilisator – ger ett neutralt underlag för extern avlastning



Bio Fashion Low Density

- **Typ:** Lättvikts komfort- och avlastningssula
- **Egenskaper:** Mjuk och flexibel sula med låg densitet som ger effektiv stötdämpning och hög komfort i vardagsskor
- **Användning:** För daglig användning, personer som står eller går mycket samt vid behov av extra komfort i lätta skor
- **Typiska fotproblem:** Ömma fötter, trötthet i framfot/häl, lätt överbelastning samt behov av ökad komfort utan kraftig korrigering



Bio Fashion Medium Density

- **Typ:** Komfort- och avlastningssula med medium stöd
- **Egenskaper:** Halvhård sula som kombinerar god stötdämpning med ökad stabilitet och stöd jämfört med låg densitet
- **Användning:** För daglig användning, personer som står eller går mycket samt vid behov av både komfort och måttligt stöd i vardagsskor
- **Typiska fotproblem:** Ömma och trötta fötter, lätt till måttlig överbelastning, begynnande häl- eller framfotsmärta samt behov av ökad stabilitet utan hård korrigering



Bio Kinetic

Typ: Dynamisk biomekanisk inläggssula med justerbart stöd för första strålen.

Egenskaper: Hybrid-EVA och miljövänlig PU ger en optimal balans mellan stöd, stötdämpning och komfort. Den integrerade, justerbara PU-pluggen stödjer första MTP-leden och främjar en mer naturlig tåavveckling.

Användning: Lämplig för daglig användning och för patienter med behov av förbättrad biomekanik, ökad stabilitet och en mer effektiv gångfunktion.

Typiska fotproblem: Överpronation, plattfot, nedsatt rörlighet i stortån, häl- och framfotssmärta, trötta fötter samt behov av bättre stöd och tryckfördelning.

Medföljande komponenter

2 × hälkuddar

Ger extra stötdämpning och ökad komfort.

2 × 4° framfotskilar

Hjälper till att korrigera fotens position och förbättrar tryckfördelningen.

2 × 4° och 6° bakfotskilar

Bidrar till att minska pronation och öka stabiliteten.

2 × 5 mm hällyft

Hjälper till att kompensera för benlängdsskillnader och främjar bättre balans och kroppshållning.

Tillgängliga densiteter

• Medium Density

Typ: Dynamiskt inlägg med måttligt stöd.

Egenskaper: Ger en bra balans mellan stöd, kontroll och stötdämpning.

Användning: För daglig användning och måttligt biomekaniskt stöd.

Typiska fotproblem: Lätt till måttlig överpronation, trötta fötter samt begynnande häl- och framfotssmärta.

• High Density

Typ: Dynamiskt inlägg med maximalt stöd.

Egenskaper: Stabil konstruktion med hög stabilitet och kontroll.

Användning: För hög belastning, hög aktivitetsnivå eller behov av extra stöd.

Typiska fotproblem: Uttalad överpronation, biomekanisk instabilitet samt ihållande häl- eller framfotssmärta.



Bio Post-Tib

Typ: Biomekanisk ortos med hög bakfotskontroll och medialsupport.

Egenskaper: Djup hälkopp, 3 mm Kirby-kil och strukturerat medialsvankstöd ger effektiv kontroll av bakfoten och minskar pronation. Den integrerade urtagningen vid första metatarsalbenet stödjer en mer naturlig framfotsfunktion.

Användning: Lämplig för patienter med behov av ökad biomekanisk kontroll och stabilitet vid måttlig till kraftig pronation.

Typiska fotproblem: Dysfunktion i den bakre tibiallissenan (PTTD), kollapsat fotvalv, måttlig till kraftig pronation samt behov av ökat stöd för bakfot och fotvalv.

Funktioner

- Djup hälkopp för ökad stabilitet i bakfoten.
- 3 mm Kirby-kil minskar pronationskrafterna.
- Medialt svankstöd och valguskudde förbättrar stabiliteten.
- Integrerad urtagning vid första metatarsalbenet främjar en effektivare tåavveckling.
- Tillverkad av 100 % biologiskt nedbrytbar TPU med slitstarkt ytskikt.

Medföljande komponenter

- 2 × hälkuddar
- 2 × 5 mm hälllyft
- 2 × 2° och 4° bakfotskilar
- 2 × 4° framfotskilar



Övriga komponenter

Metatarsalpelotter (4 par)

Pelotterna har ett smart kardborresystem som gör det enkelt att justera och placera komponenterna exakt på ortosen. Systemet motverkar förskjutning och glidning, vilket ofta ses vid självhäftande lösningar.

- **Kardborresystem:** Håller komponenterna säkert på plats och gör dem enkla att justera
- **Material:** Polyuretan – stötdämpande och slitstarkt
- **Storlekar:** Två storlekar – Small / Large för optimal passform
- **Förpackning:** Levereras i paket med 4 par



Multi framfotskilar för varus, 4 par

Framfotskilar finjusterar framfotens position och fördelar trycket optimalt i skor och ortopediska inlägg. Finns i varus (medial) och valgus (lateral) versioner och påverkar pronation och supination under gång.

- **Tre lutningar:** 2°, 4° eller 6° beroende på biomekaniska behov
- **Självhäftande baksida:** Snabb och stabil montering på Bio-inlägg
- **Två versioner:** Varus eller valgus för exakt anpassning
- **Förpackning:** Säljs i paket med 4 par



Multi framfotskilar för valgus, 4 par

Finjusterar framfotens position och fördelar trycket optimalt i skor och ortopediska inlägg. Finns i varus (medial) och valgus (lateral) versioner och påverkar pronation och supination under gång.

- **Tre lutningar:** 2°, 4° eller 6°
- **Självhäftande baksida:** Snabb och stabil montering på Bio-inlägg
- **Varus eller valgus:** För exakt anpassning
- **Förpackning:** Säljs i paket med 4 par



Övriga komponenter

Metatarsalpelotter/pelotter till framfot, 4 par

För individuell anpassning av ortoser där flexibel justering och exakt placering krävs för optimal funktion och komfort. Lämpliga för kliniskt bruk där snabb testning och anpassning är viktig.

Fördelar:

- Enkel och exakt justering av placering
- Sitter säkert utan att glida under användning
- Hög komfort och stötdämpning
- Lång livslängd jämfört med EVA-material
- Finns i flera storlekar för optimal passform

