



Better Feet®

OTKLINIK

FÖTTER I FOKUS
VÅRD • BALANS • VÄLFÄRD

SEPTEMBERERBJUDANDE

FOKUS PÅ KLINIKVARER OCH INSTRUMENTER

Septembererbjudande på LUXO-lampor – spara 20 %

Under hela september får du 20 %
rabatt på utvalda populära LUXO-
lampor.

Erbjudandet gäller:

- LUXO LFM LED förstoringslampa
- LUXO Circus LED
förstoringslampa
- LUXO KFM LED
förstoringslampa (KLF 026034)
- LUXO Circus LED
förstoringslampa – vit/svart, 5
dioptrier

ERBJUDANDE

20 %

Luxo-lampor

Erbjudande – spara på utvalda nageltänger och fräsborr

Gör ett bra köp på våra populära
nageltänger och fräsborr.

ERBJUDANDE

Utvalda nageltänger och
fräsborr



Better Feet®


Septembererbjudande – spara 18 % på utvalda SUPPORT behandlingsstolar

SUPPORT behandlingsstolen kombinerar hög kvalitet, komfort och ergonomiskt stöd – en investering som är skapad för att hålla i många år.

Det skålformade sätet ger optimalt stöd för höfter, bäcken och rygg. Stolen kan justeras så att den följer dina rörelser och hjälper dig att bibehålla en bra arbetsställning.

SUPPORT kan även användas som en bekväm skrivbordsstol och finns i flera färger samt i både äkta läder och vinyl.

Endast under september – spara 18 % på utvalda färger!



Erbjudande
Spara 18 % på utvalda
supportstola

Better Feet®

**Septembererbjudande
– spara 18 % på LASER
inkl. lins för termisk
uppvärmning**

Under hela september får du **18 % rabatt på LASER inkl. lins för termisk uppvärmning.**

Vill du veta mer om Low Level Laser Therapy? Diana har gjort en film i vår Facebook-grupp för återförsäljare, där hon berättar mer om behandlingen och laserns möjligheter.

**Endast under september
– spara 18 %**

EBJUDANDE
ENERGY LASER L500 PRO

Better Feet®

Septembererbjudande

– spara 18 % på X1 Biothesiometer

X1 är en handhållen biothesiometer i robust och hög kvalitet, med möjlighet till både trådlös användning med uppladdningsbart batteri eller direkt anslutning till ström.

X1 är utvecklad för noggranna mätningar av vibrationssinnet och kan användas vid undersökning av perifer sensorisk neuropati, bland annat hos diabetespatienter.

En särskild fördel med X1 är att den inte ger ifrån sig ett klickljud när vibrationsnivån ökas, vilket gör undersökningen mer behaglig och diskret.

- Medicinteknisk produkt
- CE-märkt
- Ingen kalibrering krävs

Endast under september

– spara 18 %

ERBJUDANDE
Biothesiometer Handhållen, X1



Septembererbjudande

– spara 15 % på MELAG Sterilisator 205

MELAG Sterilisator 205 är en pålitlig torrsterilisator för effektiv sterilisering av instrument med hjälp av varmluft. Sterilisatorn kan ställas in på temperaturer upp till 180 °C, och vi rekommenderar sterilisering vid 160 °C i 2 timmar. Sterilisatorn är utrustad med en pålitlig varmluftsuppvärmning och timer, vilket gör det enkelt att ställa in och kontrollera steriliseringsprocessen.

Det finns plats för 3 brickor, och varje bricka rymmer upp till 4 askar. För optimal luftcirkulation rekommenderas att askarna placeras på brickorna och inte staplas.

Produktfördelar:

- Torrsterilisering upp till 180 °C
- Rekommenderat program: 160 °C i 2 timmar
- Pålitlig varmluftsuppvärmning
- Timer för enkel inställning
- Front och sidor i rostfritt stål
- Plats för 3 brickor
- Upp till 4 askar per bricka
- Optimal luftcirkulation vid korrekt placering

OBS: Vid beställning tillkommer en fraktagift, eftersom sterilisatorn packas och skickas på en halvpall.

ERBJUDANDE
Melag 205



DEOFLEX®

Många av er har köpt våra flexibla diabetessockor hos oss i många år. Nu har Deoflex® kommit – en socka i fantastisk kvalitet med platta tåsömmar och skaft helt utan elastik.

Deoflex® är tillverkad i Portugal och vi har redan fått mycket positiv feedback från er.

Deoflex® är på erbjudande till och med september – passa på att prova den!



ERBJUDANDE
Deoflex®



Septembererbjudande på aluminium- och stålaskar

Spara på utvalda storlekar av aluminium- och stålaskar

ERBJUDANDE
aluminium- och stålaskar

