

Bio Slimline

Type: Tynd og fleksibel sål

Egenskaber: Lav profil, behagelig til smalle sko, støtter fodens naturlige bevægelse

Anvendelse: Passer til personer, der har brug for diskret støtte uden ekstra volumen i sko.

Typiske fodproblemer: Mild pronation, lette trykproblemer, Træthed ved længerevarende belastning i stående eller gående stilling

Komponenter inkluderet:

- 2 x hælpuder for ekstra stødabsorbering
- 2 x 4° bagfodskiler for øget stabilitet
- 2 x 5 mm hælførhøjelser til benlængdeforskel og holdning
- 2 x calcaneal plugs til forbedret trykfordeling
- 2 x plugs til 1. metatarsal for forfodsaflastning



Bio Advance 3/4 sål

- **Type:** Delvis sål, går op til midt på foden
- **Egenskaber:** Afhjælper specifikke tryk- og belastningspunkter uden at fylde hele sko
- **Anvendelse:** God til sko med begrænset plads, eller hvis der kun skal aflastning under forfod og svang
- **Typiske fodproblemer:** Metatarsalgi (forfodssmerter), hælspore, svangproblemer.

Komponenter inkluderet:

- 2 x Hæl-puder – Øger stødabsorption og komfort.
- 2 x Plugs til 1. metatarsalknude og ray – Måltrettet støtte til forfoden for forbedret funktion.
- 2 x 4° bagfodskiler – Reducerer pronation og forbedrer stabilitet.
- 2 x 5 mm hælløft – Korrigerer benlængdeforskelle og forbedrer kropsholdning og balance.
- 2 x Calcaneal Dell-plugge – Støtter hælområdet og fordeler kræfter for optimal aflastning.



Bio Advance

Type: Avanceret ortopædisk sål

Egenskaber: Støtte til fodens bue, absorberer stød, aflastning ved trykpunkter

Anvendelse: Velegnet til personer med moderate fodproblemer, fx overpronation eller svangproblemer.

Typiske fodproblemer: Platfod, hælspore, ømme svangbuer, lette knæ- og rygproblemer relateret til fodstilling.

Komponenter inkluderet:

- 2 x Hæl-puder – Øger stødabsorptionen og komforten.
- 2 x Plugs til 1. metatarsalknude – Målrettet støtte til forfoden for bedre fodfunktion.
- 2 x 4° forfodskiler – Hjælper med korrekt fodstilling og trykfordeling.
- 2 x 4° bagfodskiler – Reducerer pronation og giver stabilitet.
- 2 x 5 mm hælløft – Korrigerer benlængdeforskelle og forbedrer kropsholdning og balance.
- 2 x Calcaneal Dell-plugge – Støtter hælområdet og fordeler trykket for optimal aflastning.




Bio Mex

- **Type:** Komfort- og støddæmpende sål
- **Egenskaber:** Blød, absorberer stød godt, fleksibel
- **Anvendelse:** Velegnet til personer med følsomme fødder, diabetikere, eller dem der går/ står meget
- **Typiske fodproblemer:** Hælspore, nedsunken forfod, ømme fødder, diabetes-relaterede fødder.

Komponenter inkluderet:

- 2 × 2° bagfodskiler – Kan placeres medalt eller lateralt for at reducere pronation eller supination.
- 2 × 4° bagfodskiler – Kan placeres medalt eller lateralt for at reducere pronation eller supination.
- 2 × 6° bagfodskiler – Kan placeres medalt eller lateralt for at reducere pronation eller supination.
- 2 x Hæl-puder – Ekstra stødabsorbering for øget komfort.
- 2 x 5 mm hælløft – Hjælper med at korrigere benlængdeforskelle og forbedre kropsholdning og balance.
- 2 x selvklæbende fuldlængde EVA-toplag med antimikrobiel mikrofiber – Høj kvalitets skum for maksimal komfort.



Bio Soft

- **Type:** Blød aflastningssål
- **Egenskaber:** Komfortabel, absorberer stød, reducerer tryk på hæl og forfod
- **Anvendelse:** Til personer med følsomme eller ømme fødder, fx efter operation eller ved slidgigt
- **Typiske fodproblemer:** Hælspore, metatarsalgi, ømhed efter længere ståtid



Bio Soft Plus

- **Type:** Ekstra blød, luksuskomfort
- **Egenskaber:** Mere stødabsorberende end Bio Soft, fremragende til længere gåture eller arbejde på hårde gulve
- **Anvendelse:** Personer med behov for maksimal komfort og aflastning
- **Typiske fodproblemer:** Svært ømme fødder, diabetes, hælsore, arthritis.



Bio-Active

- **Type:** Aktiv aflastnings- og stabiliseringssål
- **Egenskaber:** Kombinerer støtte, stødabsorption og korrektion af fodstilling
- **Anvendelse:** Til aktive personer, sportsfolk eller personer med biomekaniske problemer
- **Typiske fodproblemer:** Overpronation, platfod, hælsore, knæ-/rygproblemer relateret til fodstilling.

Komponenter inkluderet:

- 2 × 2° Hælkil – Hjælper med at reducere pronation.
- 2 × 4° Hælkil – Hjælper med at reducere pronation.
- 2 × 6° Hælkil – Hjælper med at reducere pronation.
- 2 × Hælpuder – Giver ekstra stødabsorbering for øget komfort.
- 2 × 5 mm Hælhæve – Hjælper med at korrigere forskelle i benlængde.
- 2 × 0° Hælstabilisator – Giver et neutralt grundlag til ekstern aflastning.



Bio Fashion Low Density

- **Type:** Letvægts komfort- og aflastningssål
- **Egenskaber:** Blød og fleksibel sål med lav densitet, som giver effektiv stødabsorbering og høj komfort i hverdagsfodtøj
- **Anvendelse:** Til daglig brug, personer der står eller går meget, samt ved behov for ekstra komfort i lette sko
- **Typiske fodproblemer:** Ømme fødder, træthed i forfod/hæl, let overbelastning samt behov for øget komfort uden kraftig korrektion



Bio Fashion Medium Density

- **Type:** Komfort- og aflastningssål med medium støtte
- **Egenskaber:** Mellemhård sål, der kombinerer god stødabsorbering med øget stabilitet og støtte i forhold til lav densitet
- **Anvendelse:** Til daglig brug, personer der står eller går meget, samt ved behov for både komfort og moderat støtte i hverdagsfodtøj
- **Typiske fodproblemer:** Ømme og trætte fødder, let til moderat overbelastning, begyndende hæl- eller forfodssmerter samt behov for øget stabilitet uden hård korrektion



Bio Kinetic

- **Type:** Dynamisk biomekanisk indlægssål med justerbar støtte til 1. stråle.
- **Egenskaber:** Hybrid EVA og miljøvenligt PU giver en optimal balance mellem støtte, støddæmpning og komfort. Den integrerede, justerbare PU-plug understøtter 1. MTP-leddet og fremmer en mere naturlig tåafvikling.
- **Anvendelse:** Velegnet til daglig brug og patienter med behov for forbedret biomekanik, øget stabilitet og en mere effektiv gangfunktion.
- **Typiske fodproblemer:** Overpronation, platfod, nedsat bevægelighed i storetåen, hæl- og forfodssmerter, trætte fødder samt behov for bedre støtte og trykfordeling.

Medfølgende komponenter:

2 × hælpuder

Giver ekstra støddæmpning og øget komfort.

2 × 4° forfodskiler

Hjælper med at korrigere fodens alignment og forbedre trykfordelingen.

2 × 4° og 6° bagfodskiler

Bidrager til reduktion af pronation og øget stabilitet.

2 × 5 mm hælløft

Hjælper med at korrigere forskelle i benlængde og understøtter bedre balance og kropsholdning.

Tilgængelige densiteter

• Medium Density

Type: Dynamisk indlæg med moderat støtte.

Egenskaber: God balance mellem støtte, kontrol og stødabsorbering.

Anvendelse: Til daglig brug og moderat biomekanisk støtte.

Typiske fodproblemer: Let til moderat overpronation, trætte fødder samt begyndende hæl- og forfodssmerter.

• High Density

Type: Dynamisk indlæg med maksimal støtte.

Egenskaber: Fast konstruktion med høj stabilitet og kontrol.

Anvendelse: Til høj belastning, høj aktivitetsgrad eller behov for ekstra støtte.

Typiske fodproblemer: Udtalt overpronation, biomekanisk instabilitet og vedvarende hæl- eller forfodssmerter.



Bio Post-Tib

Type: Biomekanisk ortose med høj bagfodskontrol og medial støtte.

Egenskaber: Dyb hæl kop, 3 mm Kirby-skive og struktureret medial svangstøtte giver effektiv kontrol af bagfoden og reducerer pronation. Den integrerede udskæring ved 1. metatarsal understøtter en mere naturlig forfodsfunktion.

Anvendelse: Velegnet til patienter med behov for øget biomekanisk kontrol og stabilitet ved moderat til kraftig pronation.

Typiske fodproblemer: Dysfunktion af den bageste tibialis-sene (PTTD), kollapsende svang, moderat til kraftig pronation samt behov for øget bagfods- og svangstøtte.

Funktioner

- Dyb hæl kop for øget bagfodsstabilitet.
- Medial svangstøtte og valgus-pude forbedrer stabiliteten.
- Integreret udskæring ved 1. metatarsal understøtter en mere effektiv afvikling.
- Fremstillet i 100 % biologisk nedbrydelig TPU med slidstærk topbelægning.

Medfølgende komponenter

- 2 × hælpuder
- 2 × 5 mm hælløft
- 2 × 2° og 4° bagfodskiler
- 2 × 4° forfodskiler



Øvrige komponenter

Metatarsal puder (4 par)

Puderne har et smart velcrosystem, der gør det nemt at justere og placere komponenterne præcist på ortosen. Systemet modvirker forskydning og glidning, som ofte ses ved selvløbende løsninger.

- Velcrosystem – Holder komponenterne sikkert på plads og gør det nemt at justere.
- Polyuretan – Støddæmpende og holdbart.
- To størrelser – Small / Large for optimal pasform.

Leveres i pakker med 4 par.



Multi forfod til varus, 4 par

Forfods-wedges finjusterer forfodens stilling og fordeler trykket optimalt i sko og ortopædiske indlæg. Fås i varus (medial) og valgus (lateral) versioner og påvirker pronation og supination under gang.

- Tre hældninger – 2°, 4° eller 6° efter biomekaniske behov.
- Selvløbende bagside – Hurtig og stabil montering på Bio-indlæg.
- To versioner – Varus eller valgus for præcis tilpasning.

Sælges i pakker med 4 par.



Multi forfod til valgus, 4 par -

Finjusterer forfodens stilling og fordeler trykket optimalt i sko og ortopædiske indlæg. Fås i varus (medial) og valgus (lateral) versioner og påvirker pronation og supination under gang.

- Tre hældninger – 2°, 4° eller 6°
- Selvløbende bagside – Hurtig og stabil montering på Bio-indlæg
- Varus eller valgus – Præcis tilpasning

Sælges i pakker med 4 par.



Øvrige komponenter

Metatarsal pelotter/forfodspuder, 4 par

Til individuel tilpasning af ortoser, hvor der er behov for fleksibel justering og præcis placering for optimal funktion og komfort. Velegnet i klinisk brug, hvor hurtig test og tilpasning er vigtig.

Fordele:

- Nem og præcis justering af placering
- Sikker fastgørelse uden at glide under brug
- Høj komfort og stødabsorbering
- Lang levetid sammenlignet med EVA-materialer
- Leveres i flere størrelser for optimal pasform

